

Столик прикроватный, надкроватный

Прикроватный столик используют при уходе за лежачими больными с прописанным постельным режимом. Облегчает уход и позволяет больным самостоятельно справляться с некоторыми трудностями. Применяют как дома, так и в медицинских учреждениях. На прикроватный столик можно размещать личные вещи больного, а также медикаменты, столовые принадлежности.



Описание. Конструкция столика рассчитана на его применение над кроватью. Нижняя часть основания заходит под кровать, а верхняя часть со столешницей располагается над лежащим на кровати. Регулировка высоты столика и изменение угла наклона поворотной столешницы осуществляется бесступенчато с фиксацией зажимным винтом. Столик установлен на 4 медицинских самоориентирующихся колеса, 2 из которых с тормозом. Столешница допускает влажную дезинфекцию.

Технические характеристики:

Длина: 77 см

Ширина: 40 см

Размер столешницы: 76,5x38 см

Регулировка высоты: 80—110 см

Диаметр колёс: 47 мм

Грузоподъёмность: 15 кг

Вес: 9,6 кг